

CARIÓTIPO EM SANGUE

MATERIAL

Sangue

MÉTODO

Cultura de linfócitos para obtenção de células em metáfases. Bandeamento cromossômico para análise de cariótipo ao microscópio e captura de imagem.

INDICAÇÕES

- Investigação de infertilidade
- Abortos repetidos
- Criança prévia com dismorfismo e/ou mal formações
- Problemas de crescimento e desenvolvimento iniciais
- Natimortos e morte neonatal
- História familiar
- Neoplasias
- Gestação em idade avançada

INSTRUÇÕES PARA COLETA (PROFISSIONAIS DA SAÚDE)

- Amostra: 3 a 5 ml de sangue total em heparina sódica (0,1 ml) Coletar de forma estéril e homogeneizar o tubo.
- Coleta no Laboratório Codon, de segunda à sexta de 9h às 16h (agendamento prévio nos números 31-33241211 e whatsapp 31-982720160)

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO

- Correios (preferencialmente) Sedex, quando fora de Belo Horizonte, enviar ao Laboratório Codon Biotecnologia (Av Afonso Pena 3111- 9º andar –Belo Horizonte Minas Gerais CEP 30130-909)
- Avisar ao Laboratório Codon o envio da amostra com o código de rastreio do Correio.
- Instruções de coleta e envio do material biológico - <https://codon.com.br/>

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Preparo do paciente: nenhum (não é necessário jejum)
- Amostras recebidas com restrições: sangue hemolisado e/ou com a presença de coágulos
- Situação de rejeição da amostra: utilização de outro anticoagulante e/ou amostra congelada

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Termo de consentimento informado / autorização deverão ser enviados junto com o material coletado <https://codon.com.br/>
- Pedido médico com a suspeita diagnóstica