

CARIÓTIPO EM VILOSIDADES CORIÔNICAS (VILO CORIAL)

MATERIAL

Vilo corial

MÉTODO

Pode ser realizado de duas formas:

- Vilo Rápido - estudo direto e/ou semi direto que é realizado no mesmo dia da coleta ou no dia seguinte ao da coleta do material
- Cultura a longo termo – cultura de 7 dias com análise após este prazo
- Nos dois métodos utilizados ocorre o bandeamento cromossômico para análise do cariótipo ao microscópio e captura da imagem

INDICAÇÕES

- Idade materna elevada
- Alteração dos exames séricos maternos
- Translucência nucal aumentada
- Alteração de ultrassonografia fetal
- Presença de rearranjo cromossômico em um dos genitores
- Gravidez prévia com alteração
- Criança prévia mal formada

INSTRUÇÕES PARA COLETA (PROFISSIONAIS DA SAÚDE)

- Amostra: 10 a 15 µg de vilosidade coriônicas

RESULTADO

- Vilo rápido - 2 dias úteis (estudo direto e/ou semi direto)
- Cultura a longo termo - 15 dias úteis
- Prazos válidos à partir da chegada do material no laboratório

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO

- Correios (preferencialmente) Sedex, quando fora de Belo Horizonte. Enviar ao Laboratório Codon Biotecnologia (Av. Afonso Pena 3111-9º andar –Belo Horizonte Minas Gerais CEP 30130-909)
- Avisar ao Laboratório Codon o envio da amostra com o código de rastreio do Correio
- Instruções de coleta e envio do material biológico - <https://codon.com.br>

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Preparo do paciente: nenhum (não é necessário jejum)
- Situação de rejeição da amostra: ausência de material ou meio de cultura inadequado

LIMITAÇÕES

- Coleta insuficiente, gerando necessidade de nova punção
- Necessidade de complementação do exame em Líquido Amniótico, para casos excepcionais, como confirmação de mosaicismo (neste caso não haverá custo laboratorial adicional para a paciente)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Termo de consentimento informado/autorização deverão ser enviados junto com o material coletado <https://codon.com.br>
- Pedido médico com a suspeita diagnóstica